

# EURL FAMMED

FABRICATION IMPORTATION & MAINTENANCE DU MATÉRIEL MEDICO – CHIRURGICAL

## ARMOIR DE RENGEMENT STERILE A Ultra Violet C



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Deux tubes émettent des rayons ultraviolets germicides, transformant l'oxygène en ozone, détruisant ainsi les bactéries par oxydation. L'effet de rayonnement UV n'est plus à démontrer, il est bactéricide, virucide, germicide, etc.....

Les armoires germicides d'ozone assurent ainsi une excellente décontamination des instruments etc... ; placés sur des plateaux perforés ces armoires conformes aux normes d'hygiène trouvent leur application dans tous les secteurs hospitaliers et sanitaires.

Construite en inox, mobiles sur roues antistatiques, elles sont conçues pour durer et pour être installées dans les différents services.

### EFFICACITE - SECURITE - RESISTANCE ET FONCTIONNALITE

- 02 portes.
- 03 étages.
- 06 a 09 plateaux

### DIMENTIONS

- Longueur : 1750mm.
- Largeur : 1300 mm.
- Profondeur : 750mm.
- Durée de vie des tubes : 1000 Heurs.